



Saber

**Nettoyant, désinfectant,
assainissant, bactéricide
et virucide général**

Excellent choix en cas d'épidémies
(**norovirus**, ERV, SARM et grippe).
**Désinfecte en 5 minutes
seulement.**

Peroxyde d'hydrogène adjuvanté

Assainit en 30 secondes

Performance de nettoyage supérieure

Sa longue durée de vie en fait un excellent choix
pour les trousse d'intervention en cas d'épidémies
et de déversements de sang

Sans ENP, APE et phosphate

**Utilisez les chiffons sans avoir
à porter des gants!**

Formats disponibles :

09-12400P-03	3 L
09-12400-04	4 L
09-12410-11	1 L PAU
09-12411-90	150 chiffons
09-12411-25	50 chiffons

PRO+ Fil





SABER - Spécifications

SABER est un nettoyant désinfectant puissant conçu pour les établissements de soins de santé et usage institutionnel

Virucide

Temps de contact : 5 minutes **Dilution :** 1:16
L'efficacité contre le polio virus souche sabin type 1 permet l'allégation de virucide général contre la plupart des virus enveloppés et non enveloppés. Autre efficacité virucide prouvée :

- Virus Immunodéficience humaine (VIH)
- Rhinovirus Humain Type 14
- Rotavirus humain
- Norovirus (Norwalk et de type Norwalk)
- Parvovirus canin
- Coronavirus Humain 229E
- Virus Influenza Aviaire A (H3N2)
- Virus Influenza Porcine A (H1N1)
- Virus Herpès Simplex
- Virus Hépatite B
- Virus Hépatite C

Bactéricide

Temps de contact : 5 minutes **Dilution :** 1:16

- Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- Salmonella enterica cv Choleraesuis (ATCC 10708)
- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
- Enterococcus faecalis Résistant Vancomycine (ATCC 51575)
- Acinetobacter baumannii (ATCC 19606)
- Staphylococcus aureus Résistant Méthicilline (MRSA, ATCC 33592)
- Escherichia coli
- Klebsiella pneumonia

Assainissement large spectre

Temps de contact : 30 secondes **Dilution :** 1:64 ou 1:128

- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
- Enterococcus faecalis Résistant Vancomycine (ATCC 51575)
- Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- Listeria monocytogenes (ATCC 19112)
- Escherichia coli (ATCC 25404)
- Salmonella enterica cv Choleraesuis (ATCC 10708)
- Acinetobacter baumannii (ATCC 19606)
- Staphylococcus aureus Résistant Méthicilline (MRSA, ATCC 33592)
- Escherichia coli
- Klebsiella pneumonia

Désinfection d'une surface contaminée par le VIH

Temps de contact : 5 minutes **Dilution :** 1:16
DIRECTIVES PARTICULIÈRES POUR NETTOYER ET DÉCONTAMINER LES OBJETS ET LES SURFACES SOUILLÉES DE SANG ET DES LIQUIDES ORGANIQUES CONTAMINÉES PAR LE VIH (VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE). Ce produit est destiné à être utilisé contre le VIH que dans des environnements où le virus est susceptible d'être présent, par exemple dans des environnements où la contamination par du sang ou des fluides corporels est probable.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SURFACES SOUILLÉES DE SANG OU DE LIQUIDES ORGANIQUES : Le port de gants imperméables est recommandé. Éliminer le maximum de sang et de fluides corporels avec un papier ou un chiffon absorbant.

NETTOYAGE D'UNE SURFACE CONTAMINÉE : Bien laver les surfaces et objets ayant été en contact avec du sang et d'autres fluides corporels avant d'appliquer la solution désinfectante. Appliquer sur la surface puis essuyer.

DÉSINFECTION D'UNE SURFACE CONTAMINÉE : Appliquer sur la surface à la température de la pièce (20 °C) avec un chiffon ou un essuie-tout jetable. Laisser agir pendant au moins 5 minutes en s'assurant que la surface demeure humide. Laisser sécher la surface, essuyer le liquide restant ou rincer.

SABER concentré	SABER prêt à l'usage	SABER chiffons
DÉSINFECTION DES SURFACES DURES NON POREUSES ET DES APPAREILS MÉDICAUX		
qui entrent en contact avec la peau intacte (par exemple, l'extérieur des appareils d'hémodialyse, stéthoscopes, dessus de tables). Appliquer sur la surface à la température de la pièce (20 °C) avec un chiffon ou un essuie-tout jetable. S'assurer que la surface demeure humide pendant au moins 5 minutes. Laisser sécher la surface, essuyer le liquide restant ou rincer.		
Appliquer avec un chiffon ou un essuie-tout jetable	Appliquer avec un chiffon ou un essuie-tout jetable	Appliquer avec le chiffon jetable
ASSAINISSEMENT À LARGE SPECTRE (99,999 %) DES SURFACES		
Appliquer sur la surface à la température de la pièce (20°C). Laisser agir pensant au moins 30 secondes en s'assurant que la surface demeure humide. Laisser sécher la surface.		
Il n'est pas nécessaire de rincer.	Laisser sécher la surface, essuyer le liquide restant ou rincer.	<ul style="list-style-type: none"> • Laisser sécher la surface, essuyer le liquide restant. • Aucun rinçage n'est requis.
DIN		
02362562	02362570	02362589
FORMATS ET CODES		
3 L : 09-12400P-03 (Pro+Fil) 4 L : 09-12400-04	1 L : 09-12400-11	50 chiffons 09-12411-25 150 chiffons : 09-12411-90
COULEUR		
Incolore	Incolore	Incolore
ODEUR		
Inodore	Inodore	Inodore
pH (PUR)		
1,0	2,0	2,0
pH (DILUTION 1 %)		
2,0	-	-
PRÉCAUTIONS		

- Les surfaces très souillées doivent être nettoyées avant d'être désinfectées.
- Toujours tester à un endroit peu visible la compatibilité du produit avec la surface.
- Les surfaces qui entrent en contact avec les aliments doivent être rincées avec de l'eau potable lors de l'utilisation à un taux de dilution de 1:16.
- Ne pas utiliser pour l'hygiène personnelle, ni comme lingette pour bébé.